

EIGNUNG UND PRODUKTAUSWAHL

Aufsteh- und Umsetzhilfen

Eignung	ROLEO [®] Made by Leonair	ELEA Made by Leonair	Lilly Made by Leonair	Emmy Made by Leonair
bei Empfindlichkeit der Schulter	ja	ja	ja	bedingt
bei starker Rumpfinstabilität	nein	nein	ja	nein
zum Steh- und Aufstehtraining sowie Greifübungen	ja	ja	ja	ja
bei engen Räumen	ja	nein	bedingt	ja
für Patientengewicht bis	130 kg	130 kg	150 kg	150 kg
für kurzen Patiententransport	ja	ja	ja	ja
für Patiententransport im Sitzen (Sitz optional)	ja	nein	nein	nein
	Unterstützung des Aufrichtvorgangs mit elektrischem Antrieb, wobei der Gurtansatz den Schultergürtel entlastet.			kein Antrieb

HINWEIS

Eine generelle Eignung kann ohne genaue Kenntnis des Aktivitätsvermögens (Mobilität) des Betroffenen nicht garantiert werden. Wir empfehlen zur Vorabklärung die Beantwortung unseres Fragebogens den Sie bei uns anfordern können.

Krankheitsbild (Beispiele)

ALS, MS, Hemiplegie (Folge von Schlaganfall), Tetraplegie (inkompl.), Paraplegie, Muskeldystrophie, Muskelatrophie, geriatrisch bedingte Einschränkungen ...

Die Leonair Aufsteh- und Umsetzhilfen entsprechen der Medizinproduktklasse I und erfüllen die grundlegenden Anforderungen nach der Medizinproduktionsrichtlinie (MDD 93/42/EWG). Technische Änderungen sowie Farbabweichungen behalten wir uns jederzeit vor.